



Los accesorios de E9 Med: prácticos, seguros y fáciles de usar.



Aquafilter Dispositivo para producir agua deionizada en conformidad con la norma EN13060 ($<15 \mu\text{S}/\text{cm}$). Reduciendo las sales evita la formación de incrustaciones tanto dentro de la cámara como en los instrumentos. Se puede conectar directamente con la red de agua y puede alimentar hasta dos autoclaves E9 y la pistola vaporizadora. Destila 60 l de agua por hora. Dimensiones: 320x420x180 mm (LxHxP).



E-Memory Memoria externa para archivar, manejar y hallar fácilmente hasta 48.000 ciclos de esterilización y test de control. Los datos de 9 usuarios diferentes pueden plantearse y transferirse a E9 y PC. Por medio del software (incluido) pueden imprimirse o transmitirse por correo electrónico. El informe puede personalizarse con logo gráfico y datos anagráficos de la clínica.



Aquadist Destilador de agua que favorece obtener agua destilada por ebullición y sucesiva condensación del vapor. Destila 0,7 l de agua por hora. Capacidad 4 l. Cumple con las pruebas de seguridad y compatibilidad electromagnética (2004/108/CE) y baja tensión (2006/95/CE). Dimensiones: 230x360 mm (ØxH).



Test de esterilización Para asegurarse que el ciclo de esterilización se haya llevado a cabo correctamente, Euronda aconseja el solo test de control que valora: la capacidad de penetración del vapor en cargas huecas (Helix, cadencia diaria), porosas (Bowie & Dick, cadencia mensual) y la estanqueidad de la presión en la caldera (Vacuum, cadencia diaria).