




Euroseal® - Euroseal® Valida Euroseal® 2001 Plus - Euromatic® Plus

ESPAÑOL

EURONDA

ÍNDICE

Euroseal® . Bonita, atractiva y versátil	05
Simple es mejor	07
Valida, en todos los sentidos	09
• VALIDACIÓN DEL PROCESO DE SELLADO	18
• CONECTIVIDAD TOTAL	18
• CICLOS PRECONFIGURADOS Y CICLO LIBRE	18
Imágenes de la pantalla de Valida	10
Euroseal® 2001 Plus.	13
Para un sellado a prueba de errores	15
Euromatic® Plus. Máxima seguridad, mínimo esfuerzo	17
No más preocupaciones, ella se encarga de todo	18
• VALIDACIÓN DEL PROCESO DE SELLADO	18
Aspectos técnicos avanzados	18
Ficha técnica	19



Valida, en todos los sentidos.

La nueva Euroseal® Valida es la termoselladora que ofrece las características de Euroseal® y que además "valida" el ciclo de sellado, memorizando en una tarjeta SD los datos de sellado y el resultado de las operaciones realizadas, de conformidad con las normas EN1607-2 y EN868-5. Euroseal® Valida se puede conectar directamente al ordenador por Ethernet y WiFi para una transferencia inmediata de los datos de sellado.

La innovadora pantalla táctil con un menú exclusivo, situada directamente en la superficie de apoyo, permite al usuario trabajar con la selladora de forma simple e inmediata y elegir entre ciclos preconfigurados y un ciclo libre con el que se puede variar la temperatura de sellado para sellar cualquier tipo de rollo y bolsa.

Conózcalo más a fondo:



- VALIDACIÓN DEL PROCESO DE SELLADO
- CONECTIVIDAD TOTAL
- CICLOS PRECONFIGURADOS Y CICLO LIBRE

Página 18



IMÁGENES DE LA PANTALLA DE VALIDA


BIENVENIDO




TEST INICIAL
SOLICITUD DE TEST



SELECCIÓN DE TEST




CICLO INICIAL
INICIO




SOLICITUD DE TEST CONFIGURACIÓN



SELECCIÓN DE




SELECCIÓN DE




LOS DATOS DE SELLADO QUE SE
MEMORIZAN EN LA TARIETA SD SON:
FECHA – HORA – VERSIÓN SW – LOTE
Nº SELLADO – TEMPERATURA
PRESIÓN – IDENTIFICACIÓN – OPERARIO –
RESULTADO

TEST EN CORSO




FINDETST




—
GUARDAR Y APAGAR


SELECCIÓN DE TEMPERATURA
(SÓLO SI DISPONE DE CICLOLIBRE)



SELLADO EN CURSO




FIN DEL LOTE DE SELLADO




GUARDARY APAGAR

FIN DEL LOTE DE SELLADO. EL CICLO SE HA REALIZADO CORRECTAMENTE



ADVERTENCIA
FIN DE TEST



FIN DE TEST
EL TEST SE HA
REALIZADO CORRECTAMENTE

