



B-46

## Cuna de Lujo

(con trendelenburg y trendelenburg reversa de 12°)



Ruedas de poliuretano de 100mm de diámetro con frenos ubicados en cada esquina, las suaves ruedas giratorias le proporcionan un transporte silencioso.



- Cuna de plástico transparente para brindarle una clara visibilidad al observador
- Ángulo de inclinación ajustable por cilindro hidráulico 0-12°
- Altura ajustable mediante cilindro hidráulico de 920 a 1070mm.

B-36

## Cuna de Acero Inoxidable (Reclinable)

Cuna plástica transparente para asegurar la visibilidad. Ángulo de por muelle de gas, 0-12°.

TAMAÑO: 810 mm de largo x 460 mm de ancho x 810 mm de



Inclinación ajustable  
altura