

## **APLICACIÓN:**

CAMA OBSTÉTRICA MULTIFUNCIÓN.

## **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- Tamaño: 1800 (L) x 600 (W) x 650/895 (H) mm
- Mesa obstétrica multiusos está diseñado para partos, y examen ginecológico.  
Se caracteriza por un fácil manejo, seguridad y fiabilidad.  
Se compone de superficie de cama, base de la cama en acero inoxidable.  
La superficie de la cama incluye espaldar, la sección del asiento y Sección de las piernas.  
Movimiento arriba-abajo de la parte trasera y el avance y  
Inclinación hacia atrás de la superficie de la cama son controlados por operación de volante,  
Lo que hace que los médicos y los pacientes se sientan cómodos.

## **DATOS TÉCNICOS**

- Dimensiones totales: Largo 180cm x Ancho: 60cm x Altura 65/89.5 cms
- Tamaño de las secciones:  
La sección posterior: 600 x 800 mm; Sección del asiento: 600 x 400 mm;  
Sección de la pierna: 540 x 500 mm
- Altura máxima: 89.5cm
- Altura mínima: 65cm
- Max. Grado de avance y retroceso de la inclinación superficie de la cama: (avance)> 10 °;  
(Hacia atrás)> 25 °
- Max. grado de ajuste del respaldo: (arriba)> 75 °; (abajo)> 6 °
- Elevación del espaldar (fowler): En ángulos de 0° - 75°.
- Activaciones mecánicas para realizar los diversos movimientos de la cama.
- Funcionamiento Mecánico.

## **ACCESORIOS ESTANDAR**

- 02 pierneras goepel
- 02 rieles laterales
- 01 cubeta para recepción de fluidos

