

Model B-48-1



Cama Obstétrica Eléctrica

TAMAÑO: 2000/1450mm de Largo X 900/600mm de Ancho x 620/920mm de Alto

- Adopta un porte lineal para controlar la mesa de trabajo telescópica
- Tableros desmontables de plástico de ingeniería ABS de alta calidad que son bonito y amplio, los cuales pueden ser instalados y removidos libremente.
- Cama de estructura de acero soldado estable y confiable.
- Rieles laterales que se doblan de ingeniería plástica ABS de alta calidad que son grandes, bonitos y fácil de operar.
- Ruedas de 125 mm de diámetro con sistema de seguridad central que hace la cama movable, ligera y convencional
- Equipada con colchonetas esponjosas de alta densidad con un grosor de 8 cm. cubiertas con cuero artificial.
- Soporte de pie ajustable y soporte de asa corrediza.
- Tiene adaptado un motor de voltaje seguro importado
- Trendelenburgo reversa de 0-12°, altura ajustable de 620mm a 920mm

