

TROLLEYS

ET-1000



MT-1000



CHT-1000





ET-1000 Emergency Trolley / Carro de Emergencia

FEATURES

- Stainless steel topboard
- ABS slide board
- Iron locking bar
- Iron table tray,
- 5 pcs ABS drawers, two smaller, two medium and a big drawer
- PE chassis
- Aluminum & Magnesium castors, Two castors with locking brake
- 2 pcs ABS buckets
- ABS file box
- Stainless I.V Pole adjustable
- Oxygen cylinder holder
- Metal frame inside but covered by ABS
- Dimensions: 33"x20.5"x39.5" (838.2mm x 520.7mm x 1003.3mm)

CARACTERÍSTICAS

- Tablero superior de acero inoxidable
- Tablero deslizante de ABS
- Barra de bloqueo de acero
- Bandeja porta-equipos de acero
- 5 gavetas de ABS, dos pequeñas, dos medianas y una grande
- Chasis de Polietileno (PE)
- Ruedas de aluminio y magnesio, dos ruedas con freno
- 2 recipientes de ABS
- Caja de archivo de ABS
- Paral de suero ajustable de acero inoxidable
- Soporte de cilindro de oxigeno
- Estructura de metal, cubierta de ABS
- Dimensiones: 33 "x20.5"x39.5 " (838.2mm x 520.7mm x 1003.3mm)

MT-1000 Medicine Trolley / Carro de Medicina

FEATURES

- Stainless topboard
- ABS slide board
- Iron locking bar
- 6 PCS ABS drawers, five smaller drawers with 50 medicine boxes and a big drawer, usable on both side
- PE chassis
- Aluminum & Magnesium castors, two castors with locking brake
- 2pcs ABS buckets
- ABS file box
- Stainless I.V Pole adjustable
- Dimensions: 33"x20.5"x39.5" (838.2mm x 520.7mm x 1003.3mm)

CARACTERÍSTICAS

- Tablero superior de acero inoxidable
- Tablero deslizante de ABS
- Barra de bloqueo de acero
- 6 gavetas de ABS, cinco pequeños con 50 divisores y una grande. Utilizable por ambos lados.
- Chasis de Polietileno (PE)
- Ruedas de aluminio y magnesio, dos ruedas con freno
- 2 recipientes de ABS
- Caja de archivo de ABS
- Paral de suero ajustable de acero inoxidable
- Dimensiones: 33 "x20.5"x39.5 " (838.2mm x 520.7mm x 1003.3mm)

CHT-1000 Case History Trolley / Carro de Caso Clínico

FEATURES

- ABS topboard
- ABS slide board
- Iron locking bar
- 42 ABS cases-history folders
- Stainless steel handrail
- ABS drawer, the drawer can be locked by the key on left side
- PE chassis
- Four Aluminum & Magnesium castors, two castors with locking brake
- Dimensions: 30"x24"x41" (762mm x 609.6mm x 1193.8mm)

CARACTERÍSTICAS

- Tablero superior de ABS
- Tablero deslizante de ABS
- Barra de bloqueo de acero
- 42 carpetas de historia de casos de ABS
- Pasamanos de acero inoxidable
- Gaveta inferior de ABS
- Chasis de Polietileno (PE)
- Cuatro Ruedas de aluminio y magnesio, dos ruedas con freno
- Dimensiones: 33 "x24"x41" (762mm x 609mm x 1193.8mm)

Contact us for additional information.

Note: Specifications subject to change without notice.

Contáctenos para información adicional

Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



Advanced
Instrumentations

6800 N.W. 77 Court, Miami, FL 33166
Phone: 305-477-6331 • Fax: 305-477-5351
sales@advanced-inst.com

www.advanced-inst.com